

SumisMed

Catálogo de Equipos Médicos, Insumos y Material Gastable.

Quienes Somos?

Somos una empresa dedicada a la importación y venta de equipos médicos, suministros y material gastable, ofreciendo un servicio de primer nivel en cuanto al precio, calidad, servicio y distribución en toda la República Dominicana.

Mision

Garantizar a la población, a la Comunidad Médica y Empresas Administradoras de Salud la más alta protección en salud, ofreciendo productos y servicios de alta calidad, con precios competitivos en el mercado Dominicano

Comprometida con el bienestar de quienes requieren de nuestros servicios y productos, servir como apoyo a la población y a la Comunidad Médica, ofreciendo productos y servicios de alta calidad con precios competitivos en el mercado Dominicano

Prueba rápida de anticuerpos Covid-19 (IgM e IgG)



Prueba rápida de anticuerpos Covid-19 (PCR)





Dispensador de Alcohol en Gel





Alcohol Wipes (50ct) 75% Alcohol





Cavi Wipes & Sani Cloth

Toallas Desinfectantes Desechables





Termómetro / Berrcom







3ply Mascarilla Quirúrgica Lv 2 & 3 BlueCross




3M Mascarilla N95



275 Galones / Alcohol en Gel



Alcohol en Gel 70%









Respirador PHILIPS

Características y beneficios

Fácil de usar

Configuración rápida y operaciones sencillas que permiten a los proveedores de atención médica con diferentes niveles de conocimiento tratar a sus pacientes y hacerles un seguimiento

Diseño seguro

Las configuraciones de circuitos recomendadas ofrecen un filtro bacteriano/viral para minimizar la exposición de los proveedores de atención médica cuando estos dispositivos se utilizan de forma invasiva o no invasiva con accesorios como máscaras de protección completa, mascarillas sin ventilación (sin fugas integradas) o un casco.¹

Suministro de oxígeno

Flujo seguro de oxígeno (circuito del paciente hasta 30 lpm / entrada del dispositivo hasta 60 lpm) para suministrar altos niveles de oxígeno inspirado

Alarmas y monitoreo clave

Monitoreo respiratorio en pantalla (presión, volumen tidal, RR, volumen respiratorio por minuto, fugas y SpO₂²), y alarmas visuales y sonoras que ofrecen información importante sobre el tratamiento.

Estas configuraciones de circuitos y accesorios son ejemplos que se brindan solo con fines informativos, ya que no todos han sido validados para usar con el ventilador Philips Respironics E30 ²Con accesorios.



Especificaciones

Especificaciones del dispositivo		
Humidificación	Humidificación térmica integrada (uso no invasiv	
Filtros	Antipolen reutilizable, ultrafino desechable	
Controles del dispositivo	LCD, selector de control/botón pulsador	
Garantía	1 año a partir de la fecha de envío	
Dimensiones	15.7 x 19.3 x 8.4 cm (sin humidificador) 29.7 x 19.3 x 8.4 cm (con humidificador)	
Peso	1.98 kg/4.37 lb (con humidificador y sistema de alimentación)	
Requisitos eléctricos	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2.0-1.0 A	
Pautas de prescripción		
Modalidad de interfaz	No invasivo/invasivo (insuficiencia respiratoria)	

Pautas de prescripción		
Modalidad de interfaz	No invasivo/invasivo (insuficiencia respiratoria)	
Rango de presión	IPAP: 4 a 30 cm H ₂ O	
(incremento de	EPAP: 4 a 25 cm H ₂ O	
5 cm H ()	La presión máxima de CPAP es 20 cm H O	

Modos de ventilación	CPAP, S, S/T, PC	
Oxígeno complementario	Flujo bajo: circuito del paciente - Hasta 30 lpm Entrada del dispositivo - hasta 60 lpm	
Tipo de activación	Auto-Trak Sin configuraciones – activación automática	
Alarmas del paciente (configurables, en incrementos de 1)	Desconexión del circuito: desconexión, 15, 60 segundos Apnea: ahora desactivada, 10, 20, 30, 40 segundos Volumen respiratorio por minuto bajo: 1 a 99 l/min	
Respiraciones por minuto (configurable)	desactivado, 1 a 30 (incrementos de 1 respiración	
Tiempo de inspiración	.5 a 3.0 segundos (incremento de .1 segundo)	
Tiempo de incremento	Fijo 300 ms	
Oximetría	Nonin Xpod	
Sonido	< 30 dBA a 10 cmH ₂ O	



Ventilador Stellar 150








Adecuada para:

- Uso invasivo
- Uso no invasivo
- Pacientes adultos
- Pacientes pediátricos
- Hospital
- Domicilio
- Presión máxima: 40 cm
 H₂O

Stellar funciona con ventilación invasiva y no invasiva en una amplia variedad de pacientes no dependientes. Stellar es ideal para niños pequeños (a partir de los 13 kg) y adultos con afecciones como enfermedad neuromuscular, síndrome de obesidad e hipoventilación y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).



Medidor de Glucosa



Oximetro de Pulso



Tableros de columna SD-02




Model	SD02
Product Size(L \times W \times H)	184×45×5cm/ 72.4×17.7×1.96in
X-Ray, CT, MRI	Yes
N.W.	7.5kg/ 16.5lbs
Load Limit	159kg/ 350lbs
Package Qty	1pc
Package Size (L×W×H)	187×47×7cm/ 73.6*18.5*2.75in
G.W.	9Kg/ 19.8lbs
20'GP	530pcs
40'GP	1160pcs



Camilla de Ambulancia Estándar EMS-D201

EMS-D201 Standard ambulance stretcher

1.Low position stretcher ,2, pull rings on both ends3. Four telescopic handles



Correa de Araña EMS-A 205 B



Batas de Aislamiento Quirúrgicas y No Quirúrgicas de nivel 2, 3, 4 (Estériles y no Estériles)



Coverall Desechable







Guantes de Nitrilo (100 ct)



Gorro para Enfermera
BlueCross



Guantes de Latex BlueCross



Gorro para Cirujano desechable BlueCross





Jeringuilla Tuberculina Terumo



Aguja Hipodérmica Terumo



Jeringuilla Insulina Terumo



Jeringuillas Pta. Luer Terumo



Jeringuillas Pta.Catéter



Jeringuillas Terumo





Terumo Jeringa para Insulina U-100 con Aguja (29Gx13mm)



Terumo Jeringa para Insulina U-100 con aguja (27Gx13mm)



<u>Ferumo Jeringa para Insulina U-100 con aguja</u>

- 1. (27Gx13mm),
- 2. (23G x 1"),
- 3. (21G x 1"),
- 4. (18G x 1 1/2")
- 5. (20G X 1")



Aguja Punción Lumbar

BlueCross



Terumo Syringe Punta Catéter



Aguja Epidural BlueCross



Cepillo para Citología

BlueCross



Catéter Foley BlueCross



Bisturí Sin Mango BlueCross



Hojas de Bisturí BlueCross





Tubo Endotraqueal(Con Balon y Sin Balon) BlueCross



Sonda Foley 2 vías, 3 vias BlueCross



Microgoteros 100ML

BlueCross



Colector de Orina Para
Adulto BlueCross





Sonda Levin

BlueCross



Llave de Tres Vías

BlueCross



Cepillo para Citología

BlueCross



Gasa Tipo Almohada

Blue Cross





Gasa Vendaje Absorbente BlueCross



Gasa no Estéril 3"x 3"/ 12 PLY BlueCross



Gasa para Laparotomía 18"x18" 4 capas BlueCross



Gasas tipo almohadas 20×12/36"x100 2 PLY BlueCross



<u>Cánulas</u>



Blue Cross Cánula de Oxígeno



BlueCross Cánula de Yankauer



Ablación por Radiofrecuencia CoolCut



Artroscopios sin camisa



